

Informationsblatt

MESSTECHNISCHE KONTROLLE (MTK) FÜR VISIONIX vx100 Familie und vx650

Die messtechnische Kontrolle für Tonometer alle zwei Jahre ist Pflicht und bietet wie die von Visionix angebotenen Schulungen rechtliche Sicherheit im Umgang mit Tonometern. Die intensive Prüfung und die Kalibrierung durch den Visionix-Servicetechniker bei Ihnen im Betrieb dauert etwa **drei Stunden**.

Messtechnische Kontrollen, die nicht in den jeweiligen Servicepaketen (Servicevertrag) integriert sind, kosten **einmalig 790 Euro zzgl. Mehrwertsteuer**. Sie haben die Möglichkeit, durch Visionix eine messtechnische Kontrolle an Ihrem Visionix vx120 / vx120+dry eye / vx650 durchführen zu lassen.

Alle 2 Jahre ist durch die MTK festzustellen, ob Ihr Medizinprodukt die zulässigen maximalen Messabweichungen (Fehlergrenzen) einhält, was laut **§ 15 MPBetreibV** (Medizinprodukte-Betreiberverordnung) nach Absatz 1 Satz 2 angegeben und vorausgesetzt ist.

Folgende Arbeiten werden in diesem Rahmen durchgeführt:

- o Allgemeine Sichtprüfung
- o Verbrauchsmaterial für das Tonometer inklusive
- o Kalibrierung der Tonometer-Einheit

Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Visionix Team